


Anticorpo Policlonale Anti-Ndufs2 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - 075306

Numero articolo: CM0014766



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio validato tramite KO specifico per NDUFS2. Reagisce con umano, topo, ratto. Adatto per applicazioni WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Ideale per la ricerca sul complesso I mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	[Validato KO] NDUFS2 Rabbit pAb
Note/Alias	CI-49; MC1DN6; S2
Specie	Umano
GeneID (umano)	4720
GeneID	4720
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 204-463 di NDUFS2 umano (NP_004541.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	075306
Peso proteico	53kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio