

Anticorpo Monoclonale Anti-Ndufs3 Per Wb, Ihc-P, Elisa - 075489

Numero articolo: CM0012257



introduzione

Anticorpo monoclonale anti-NDUF53 di origine rabbit, convalidato per WB, IHC-P, ELISA. Riconosce NDUF53 umano e di ratto, una subunità core del Complesso I mitocondriale (~30 kDa). Ideale per la ricerca sulle malattie mitocondriali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	NDUF53 Rabbit mAb
Note/Alias	CI-30; MC1DN8; NDUF53
Specie	Umano
ID gene (Umano)	4722
ID gene	4722
Immunogeno	Peptide sintetico Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 165-264 di NDUF53 umano (075489).
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Ratto
SWISS	075489
Peso proteico	30 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio