


Anticorpo Policlonale Anti-Ndufs3 Per Wb E Elisa - 075489

Numero articolo: CM0026496



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro NDUF53 umano, una subunità fondamentale del Complesso I mitocondriale. Validato per WB e ELISA, con reattività crociata verso umano e topo. Ideale per lo studio della funzione della catena respiratoria mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NDUF53 Rabbit pAb
Note/Alias	CI-30; MC1DN8; NDUF53
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4722
GeneID	4722
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 37-264 di NDUF53 umano (NP_004542.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo
SWISS	075489
Peso proteico	30kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio