

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Ndufs3 Per Wb, Ip, Elisa - 075489

Numero articolo: CM0027432



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-NDUFS3 convalidato per WB, IP, ELISA in uomo, topo e ratto. Specifico per la subunità del complesso I mitocondriale, ideale per la ricerca e la diagnostica della catena respiratoria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	NDUFS3 Rabbit pAb
Note/Alias	CI-30; MC1DN8; NDUFS3
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	4722
ID gene	4722
Immunogeno	Proteina ricombinante di fusione contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 37-264 della NDUFS3 umana (NP_004542.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	075489
Peso proteico	30kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio