


Anticorpo Monoclonale Anti-Ndufs4 Per Wb - O43181

Numero articolo: CM0011670



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro l'umano NDUF54, validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca sul complesso I mitocondriale e sulla catena respiratoria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	NDUF54 Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	AQDQ; CI-18; MC1DN1; CI-AQDQ; CI-18 kDa; NDUF54
Specie	Umano
ID Gene	4724
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-100 dell'umano NDUF54 (O43181)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O43181
Peso Proteico	20kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio