


Anticorpo Monoclonale Anti-Ndufs4 Coniglio Per Wb, Elisa - O43181

Numero articolo: CM0007655



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro NDUF54 umano (Complesso I-18 kDa), validato per WB ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla disfunzione mitocondriale e sul Complesso I.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb Coniglio NDUF54
Note/Alias	AQDQ; CI-18; MC1DN1; CI-AQDQ; CI-18 kDa; NDUF54
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	4724
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 43-175 di NDUF54 umano (NP_002486.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O43181
Peso Proteico	20kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio