

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ndufs4 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O43181

Numero articolo: CM0016194



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro NDUF54 umano, una subunità del Complesso mitocondriale I. Validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per gli studi sulle malattie mitocondriali e sulla catena respiratoria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NDUF54 Rabbit pAb
Note/Alias	AQDQ; CI-18; MC1DN1; CI-AQDQ; CI-18 kDa; NDUF54
Specie	Umano
GeneID (umano)	4724
GeneID	4724
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-175 di NDUF54 umano (NP_002486.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	O43181
Peso della proteina	20 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante