


Anticorpo Policlonale Anti-Ndufs5 Di Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - O43920

Numero articolo: CM0024388



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro NDUF55 umano (CI-15kDa), una subunità accessoria del Complesso I. Validato per WB, IF/ICC, ELISA; reagisce in modo incrociato con umano, topo, ratto. Ideale per studi sulla catena respiratoria mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	NDUF55 Rabbit pAb
Note/Alias	CI15K; CI-15k; NDUF55
Specie	Umano
ID Gene	4725 (Umano)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-106 di NDUF55 umano (NP_004543.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O43920
Peso Proteico	13kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio