


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ndufs5 Per Wb, If/Icc, Elisa - O43920

Numero articolo: CM0020588



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia NDUF55 umano (CI-15k), una subunità accessoria del Complesso I. Convalidato per WB, IF/ICC, ELISA; reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per la ricerca sulla catena respiratoria mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[KD Validato] NDUF55 Rabbit pAb
Note/Alias	CI15K; CI-15k; [KD Validato] NDUF55
Specie	Umano
ID gene (Umano)	4725
ID gene	4725
Immunogeno	Proteina ricombinante - Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-106 di NDUF55 umano (NP_004543.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O43920
Peso proteico	13kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio