


Anti-Ndufs7 Coniglio Anticorpo Policlonale Per Wb, Elisa - 075251

Numero articolo: CM0018871



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si targeting NDUF57 umano (Complesso I-20kD, PSST) per WB ed ELISA. Essenziale per gli studi sulla respirazione mitocondriale. Validato su campioni umani; adatto per la ricerca sulle malattie mitocondriali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	NDUF57 Coniglio pAb
Note/Alias	NDUF57; CI-20; CI-20KD; MY017; PSST; NADH:ubiquinone ossidoreduttasi subunità core S7
Specie	umano
GeneID	374291
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 80-160 di NDUF57 umano (NP_077718.3).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	075251
Peso Proteico	22kDa/23kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio