

Anticorpo Monoclonale Anti-Ndufv1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P49821

Numero articolo: CM0006899



introduzione

L'anticorpo monoclonale di coniglio anti-NDUFV1 (clone non specificato) rileva la subunità da 51 kDa del complesso mitocondriale I in campioni umani, murini e di ratto. Convalidato per WB, IHC-P ed ELISA. Ideale per studi sulla catena di trasporto degli elettroni, sulle malattie mitocondriali e sulla metabolomica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NDUFV1 Rabbit mAb
Note/alias	UQR1; CI-51K; CI51KD; MC1DN4; NDUFV1
Specie	Umano
GenelD (umano)	4723
GenelD	4723
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 72-420 di NDUFV1 umano (NP_009034.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P49821
Peso della proteina	51 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio