

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Ndufv1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P49821

Numero articolo: CM0029635



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio targeting NDUFV1, una subunità core da 51 kDa del Complesso I mitocondriale. Validato per WB, IHC-P e ELISA con reattività su campioni umani, di topo e ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	NDUFV1 Rabbit pAb
Note/Alias	UQR1; CI-51K; CI51KD; MC1DN4; NDUFV1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	4723
GeneID	4723
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 72-420 di NDUFV1 umano (NP_009034.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P49821
Peso proteico	51kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio