


Anticorpo Policlonale Anti-Ndufv2 Per Wb, Elisa - P19404

Numero articolo: CM0030327



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro NDUFV2 umano (CI-24k). Validato per WB ed ELISA, reagisce in modo crociato con umano, topo e ratto. NDUFV2 è una subunità centrale del Complesso I della catena respiratoria mitocondriale, coinvolta nel trasferimento di elettroni e implicata nelle malattie mitocondriali. - P19404

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	NDUFV2 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	CI-24k; MC1DN7; NDUFV2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	4729
ID Gene	4729
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-249 di NDUFV2 umano (NP_066552.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P19404
Peso Proteico	27kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio