

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Necab1 Per Wb, Elisa - Q8N987

Numero articolo: CM0013089

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio NECAB1 (EFCBP1) prodotto contro gli amminoacidi 1-351. Adatto per western blot ed ELISA, con reattività crociata confermata verso campioni umani, murini e di ratto. Ideale per lo studio della proteina 1 legante il calcio neuronale nel tessuto cerebrale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NECAB1 Rabbit pAb
Note/Alias	EFCBP1; STIP-1; NECAB1
Specie	Umana
ID gene	64168
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-351 della NECAB1 umana (NP_071746.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q8N987
Peso della proteina	41 kDa
Spedizione	Confezione refrigerante