

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Necab3 Per Wb E Elisa - Q96P71

Numero articolo: CM0016811

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che si lega a NECAB3 umano, adatto per WB e ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Uno strumento prezioso per indagare la formazione di beta-amiloide e i meccanismi della malattia di Alzheimer.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NECAB3 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	NIP1; XB51; STIP3; EFCBP3; SYTIP2; APBA2BP; dJ63M2.4; dJ63M2.5; NECAB3
Specie	Umano
Gene ID	63941
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-362 di NECAB3 umano (NP_112508.3).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q96P71
Peso proteico	44kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio