

Anticorpo Policlonale Anti-Necap2 Per Wb, Elisa - Q9Nvz3

Numero articolo: CM0018122

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro NECAP2 umano (proteina 2 associata al rivestimento e legante l'estremità dell'adaptina). Validato per WB ed ELISA, presenta reattività crociata con il topo. Adatto per la ricerca sull'endocitosi e sul traffico vescicolare. - Q9NVZ3.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NECAP2 Rabbit pAb
Note/Alias	NECAP2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	55707
GeneID	55707
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 194-263 di NECAP2 umano (NP_060560.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q9NVZ3
Peso della proteina	28 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante