

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Nectina 2/Cd112 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q92692

Numero articolo: CM0011461



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che bersaglia la Nectina-2 umana (CD112, PVRL2) per WB, IHC-P, ELISA. Rileva proteine umane, di topo e ratto; è coinvolto nella modulazione dei linfociti T e nell'ingresso virale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Nectina 2/CD112 Rabbit mAb
Annotazioni/Alias	HVEB; PRR2; CD112; PVRL2; PVRL2; Nectina 2/CD112
Specie	Umana
GeneID (umano)	5819
GeneID	5819
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q92692
Peso proteico	58kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio