

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Nectin 2/Cd112 Per Wb E Elisa - Q92692

Numero articolo: CM0029191



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro Nectin-2 umano (CD112, HVEB), convalidato per WB e ELISA. Ideale per la ricerca sulla segnalazione delle cellule T, sull'adesione cellulare e sull'ingresso virale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Descrizione
Nome del prodotto	Nectin 2/CD112 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	HVEB; PRR2; CD112; PVRL2; PVRR2; Nectin 2/CD112
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5819
GeneID	5819
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 382-479 di Nectin 2/CD112 umano (NP_002847.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q92692
Peso proteico	58kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio