


## Anticorpo Policlonale Anti-Nedd1 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q8Nhv4

Numero articolo: CM0030106



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si targeting NEDD1 umano, validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Cross-reatta con topo e ratto. Riconosce una banda a 72kDa. Ideale per studi sulla progressione della mitosi e la nucleazione dei microtubuli.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                                                |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto       | NEDD1 Rabbit pAb                                                                                                                                      |
| Osservazioni/Alias  | GCP-WD; TUBGCP7; NEDD1                                                                                                                                |
| Specie              | Umano                                                                                                                                                 |
| GeneID (Umano)      | 121441                                                                                                                                                |
| GeneID              | 121441                                                                                                                                                |
| Immunogeno          | Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 411-660 del NEDD1 umano (NP_690869.1). |
| Fonte               | Coniglio                                                                                                                                              |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                                                 |
| Applicazione        | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                                     |
| Reattività crociata | Umano, Topo, Ratto                                                                                                                                    |
| SWISS               | Q8NHV4                                                                                                                                                |
| Peso proteico       | 72kDa                                                                                                                                                 |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                                                                                                    |