

Anticorpo Monoclonale Anti-Nedd4 Per Wb, Elisa - P46934

Numero articolo: CM0010266



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-NEDD4 validato per WB ed ELISA. Bersaglia NEDD4 umano (ligasi E3 ubiquitina da 149kDa), rilevante per studi sull'ubiquitinazione, autofagia e infezioni virali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	NEDD4 Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	RPF1; NEDD4-1; NEDD4
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4734
GeneID	4734
Immunogeno	Peptide Sintetico
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P46934
Peso Proteico	149kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio