

Anticorpo Policlonale Anti-Nedd4L Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96Pu5

Numero articolo: CM0027668



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-NEDD4L (Q96PU5) validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Rileva NEDD4L umano, murino e ratto, una E3 ubiquitina ligasi che regola TGF- β , l'autofagia e i canali ionici. Ideale per ricerche su segnalazione e ubiquitinazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	NEDD4L Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	RSP5; PVNH7; NEDD4-2; NEDD4.2; hNEDD4-2; NEDD4L
Specie	Umana
GeneID (Umano)	23327
GeneID	23327
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 836-955 di NEDD4L umano (NP_056092.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q96PU5
Peso proteico	112 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio