

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Nedd4L Per Wb, Elisa - Q96Pu5

Numero articolo: CM0012441



introduzione

mAb di coniglio anti-NEDD4L per WB ed ELISA. Validato su campioni umani, questo anticorpo monoclonale rileva la ligasi E3 dell'ubiquitina NEDD4L (~112 kDa). Ottenuto per la ricerca sulle vie dell'ubiquitina, sulla regolazione dei canali e sull'immunità innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-NEDD4L
Note/alias	RSP5; PVNH7; NEDD4-2; NEDD4.2; hNEDD4-2; NEDD4L
Specie	Umana
ID del gene (umano)	23327
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 876-975 di NEDD4L umano (Q96PU5).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q96PU5
Peso della proteina	112 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante