

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Nedd8 Per Wb, Elisa - Q15843

Numero articolo: CM0007516



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-NEDD8 validato per Western blot e ELISA, adatto per campioni di origine umana, topo e ratto. Bersaglia la proteina simile all'ubiquitina NEDD8 coinvolta nel controllo del ciclo cellulare e nella degradazione proteica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	NEDD8 Rabbit mAb
Note / Alias	NEDD-8; NEDD8
Specie	Umana
ID gene (Uomo)	4738
ID gene	4738
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q15843
Peso proteico	9 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio