

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Nedd8 Per Wb Ed Elisa - Q15843

Numero articolo: CM0017111



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro NEDD8 umano, validato per Western blot ed ELISA. Reagisce con campioni umani, murini e di ratto. Adatto per studi sulle proteine simili all'ubiquitina e sul ciclo cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NEDD8 Rabbit pAb
Note/alias	NEDD-8; NEDD8
Specie	Uomo
GeneID (umano)	4738
GeneID	4738
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-81 di NEDD8 umano (NP_006147.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q15843
Peso della proteina	9 kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio