


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Nedd9 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14511

Numero articolo: CM0022240



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-NEDD9 umano (HEF1/CAS-L). Validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Adatto per studi sull'adesione cellulare, migrazione e segnalazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NEDD9 Rabbit pAb
Note/Alias	CAS2; CASL; HEF1; CAS-L; CASS2; NEDD9
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4739
GeneID	4739
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 390-560 di NEDD9 umano (NP_006394.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q14511
Peso proteico	93kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio