


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Neil1 Per Wb, Elisa - Q96Fi4

Numero articolo: CM0026092



introduzione

NEIL1 Rabbit pAb (anticorpo policlonale) per WB e ELISA su uomo, topo, ratto. Riconosce l'endonucleasi 8-like 1, un enzima di riparazione del DNA coinvolto nella riparazione per escissione di basi. Ideale per la ricerca sul danno ossidativo del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	NEIL1 Rabbit pAb
Note/Alias	FPG1; NEI1; hFPG1; NEIL1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	79661
GeneID	79661
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-135 della NEIL1 umana (NP_078884.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q96Fi4
Peso proteico	44kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio