


Anticorpo Monoclonale Anti-Nek2 Per Wb, Elisa - P51955

Numero articolo: CM0012734



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro NEK2 umano, convalidato per Western blot e ELISA. Rileva NEK2 (52kDa) di origine umana, murina e di ratto. Ideale per la ricerca sul ciclo cellulare e sui centrosomi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NEK2 Rabbit mAb
Note/Alias	NLK1; RP67; NEK2A; HsPK21; PPP1R111; NEK2
Specie	Umana
GeneID (Umana)	4751
GeneID	4751
Immunogeno	Pepotide Sintetico: Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 della NEK2 umana (P51955)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P51955
Peso Proteico	52kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio