

Anticorpo Policlonale Anti-Nek3 Per Wb E Elisa - P51956

Numero articolo: CM0029646

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la chinasi NEK3 umana (P51956) validato per Western blot e ELISA, con reattività in uomo, topo e ratto. Adatto per studi sulla morfogenesi neuronale e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	NEK3 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	HSPK36; NEK3
Specie	Uomo
GenelD (Uomo)	4752
GenelD	4752
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 267-506 della proteina NEK3 umana (NP_689933.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P51956
Peso proteico	58kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio