

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Nek6 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Hc98

Numero articolo: CM0009672

introduzione

Questo anticorpo monoclonale coniglio contro NEK6 rileva la proteina NEK6 endogena in campioni umani, di topo e di ratto mediante WB, IHC-P, ELISA. Mira a una regione del dominio chinasi core e supporta la ricerca sul ciclo cellulare, la mitosi e il danno del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	NEK6 Rabbit mAb
Note/Alias	SID6-1512; NEK6
Specie	Uomo
Gene ID	10783
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 200-300 della NEK6 umana (Q9HC98)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9HC98
Peso proteico	36kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio