


Anticorpo Policlonale Anti-Nek7 Per Wb, Elisa - Q8Tdx7

Numero articolo: CM0021233



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro NEK7 umano, adatto per WB ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Utile per studiare la progressione del ciclo cellulare mitotico e l'attivazione dell'infalmasoma NLRP3.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NEK7 Coniglio pAb
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	140609
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 257-301 di NEK7 umano (NP_598001.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8TDX7
Peso proteico	35kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio