


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Nek7 Per Wb, Elisa - Q8Tdx7

Numero articolo: CM0002629



introduzione

Anticorpo Monoclonale Coniglio NEK7 validato per WB ed ELISA; reagisce con Umano, Topo, Ratto; targeting della serina/treonina chinasi Nek7 coinvolta nella mitosi e nell'attivazione dell'infammasoma NLRP3. Ideale per ricerche sul ciclo cellulare e sull'infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	NEK7 Coniglio mAb
Osservazioni/Alias	Chinasi 7 correlata a NIMA; NEK7
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	140609
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 203-302 di NEK7 umano (Q8TDX7)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8TDX7
Peso Proteico	35kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio