

Anticorpo Policlonale Anti-Nek8 Da Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - Q86Sg6

Numero articolo: CM0014532

introduzione

Anticorpo policlonale NEK8 da coniglio di alta qualità validato per WB, IF/ICC e ELISA. Rileva la NEK8 umana, di topo e di ratto, una serina/treonina chinasi fondamentale per la funzione ciliare e l'integrità dei tubuli renali. Ideale per la ricerca in nefrologia e biologia cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	NEK8 Rabbit pAb
Note/Alias	JCK, NPHP9, RHPD2, NEK12A, NEK8
Specie	Umana
GeneID (Umano)	284086
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 270-390 della NEK8 umana (NP_835464.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q86SG6
Peso Proteico	75kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio