


Anticorpo Policlonale Anti-Nelfcd Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q8lxx7

Numero articolo: CM0025107



introduzione

Anticorpo policlonale Anti-NELFCD, che reagisce con NELFCD (TH1/TH1L) umano, murino e ratto. Validato per WB, IHC-P, ELISA. Adatto per studi sull'allungamento della trascrizione e sul complesso NELF.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NELFCD Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	TH1; TH1L; NELF-C; NELF-D; HSPC130; NELFCD
Specie	Umano
GeneID (Umano)	51497
GeneID	51497
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 40-182 di NELFCD umano (NP_945327.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q8IXH7
Peso proteico	66kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio