


Anticorpo Policlonale Anti-Nelfe Per Wb, Ihc-P, Elisa - P18615

Numero articolo: CM0028798



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro NELFE umano (RD, RDBP), validato in WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. NELFE è un repressore dell'allungamento della trascrizione e componente del complesso NELF.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NELFE Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	RD; RDP; RDBP; D6S45; NELF-E; NELFE
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	7936
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-280 di NELFE umano (NP_002895.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P18615
Peso proteico	43kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio