

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Nell1 Per Wb Ed Elisa - Q92832

Numero articolo: CM0017086



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro NELL1 umano, validato per Western blot ed ELISA. Rileva NELL1 nell'uomo, nel topo e nel ratto. Adatto per la ricerca sulla differenziazione degli osteoblasti e sulla mineralizzazione ossea.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NELL1 Rabbit pAb
Note/alias	NRP1; IDH3GL; NELL1
Specie	Uomo
GeneID (umano)	4745
GeneID	4745
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 160-420 di NELL1 umano (NP_006148.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q92832
Peso della proteina	90 kDa
Spedizione	Confezione refrigerante