

Anticorpo Policlonale Anti-Nell2 Per Wb, Elisa - Q99435

Numero articolo: CM0019632



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro NELL2 umano (Proteina legante la chinasi C NELL2). Validato per applicazioni WB ed ELISA. Reagisce con il mouse e il ratto. Ideale per la ricerca su tessuto neurale e guida degli assoni.

[Ulteriori informazioni](#)

Specifiche	Dettaglio
Nome prodotto	NELL2 Rabbit pAb
Note/Alias	NRP2; NELL2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	4753
ID Gene	4753
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-300 di NELL2 umano (NP_006150.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Mouse, Ratto
SWISS	Q99435
Peso proteico	91kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio