

Anticorpo Policlonale Anti-Nefrina Per Wb, If, Ihc, Elisa - Q9Qzs7

Numero articolo: CM0029259

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la nefrina di topo (UniProt Q9QZS7). Validato per WB, IF, IHC, ELISA. Reagisce con topo e ratto. Adatto per ricerche su podociti renali e filtrazione glomerulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Nephrin Rabbit pAb
Note/Alias	CNF; NPHN; nefrina
Specie	Topo
GeneID (Umano)	4868
GeneID	54631
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1033-1256 della nefrina di topo (NP_062332.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q9QZS7
Peso proteico	135 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio