

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Nephrin Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Qzs7

Numero articolo: CM0004146

introduzione

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Nephrin ad alta specificità convalidato per WB, IF-P, IHC-P ed ELISA nel topo. Indirizza la proteina della diaframma della fessura del podocita; essenziale per la ricerca sulla filtrazione renale e sulla nefropatia. UniProt: Q9QZS7.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Nephrin Coniglio mAb
Note/Alias	nephrin; NephrinB
Specie	Mouse
GeneID (umano)	4868
GeneID	54631
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Mouse
SWISS	Q9QZS7
Peso Proteico	135 kDa/136 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio