


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Nephrina Per Wb, Ihc-P, Elisa - O60500

Numero articolo: CM0004472



introduzione

Questo anticorpo monoclonale da coniglio bersaglia la Nephrina umana (SWISS: O60500), validato per Western blot, IHC-P e ELISA. Presenta reattività crociata con topo e ratto. Ideale per lo studi del diaframma a fessura dei podociti e della filtrazione renale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Nephrina Rabbit mAb
Note/Alias	CNF; NPHN; nephrin; Nephrin
Specie	Umana
ID gene (Uomo)	4868
ID gene	4868
Immunogeno	Proteina ricombinante / Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1019-1241 della Nephrina umana (NP_004637.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	O60500
Peso proteico	135kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio