

Anticorpo Monoclonale Anti-Nesprin 1 Per Wb, If/Icc Ed Elisa - Q8Nf91

Numero articolo: CM0003783



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro Nesprin 1 umano (SYNE1), validato per WB, IF/ICC ed ELISA, con reattività crociata con umano e topo. Ideale per lo studio del complesso LINC e della dinamica dell'involucro nucleare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Nesprin 1 Rabbit mAb
Note/Alias	8B; AMC3; AMCM; CPG2; ARCA1; EDMD4; KASH1; MYNE1; Nespl; SCAR8; C6orf98; dj45H2.2; Nesprin 1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	23345
GeneID	23345
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 8200-8400 di Nesprin 1 umano (Q8NF91).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo
SWISS	Q8NF91
Peso Proteico	1011kDa/112kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio