

Anticorpo Monoclonale Anti-Nesprin3 (Kash3) Per Wb, Elisa - Q6Zmz3

Numero articolo: CM0002646



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che riconosce la Nesprin-3 umana (KASH3), validato per WB ed ELISA con reattività in umano e topo. Essenziale per le connessioni nucleo-citoscheletriche mediate dal complesso LINC e per la migrazione cellulare direzionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb di Coniglio anti-Nesprin3
Note/Alias	KASH3; NET53; Nesp3; C14orf49; C14orf139; LINC00341; NCRNA00341; Nesprin3
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	161176
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 750-935 della Nesprin3 umana (NP_689805.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q6ZM3
Peso Proteico	112kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio