

Anticorpo Policlonale Anti-Nestina Per Wb - P48681

Numero articolo: CM0016893

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la Nestina umana (NES) per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Adatto per la ricerca sulle cellule staminali neurali e lo sviluppo. Reagisce in modo crociato con topo e ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Nestina Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	Nbla00170; Nestina
Specie	Umana
GenelD (Umana)	10763
GenelD	10763
Immunogeno	Proteina ricombinante / un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1392-1621 della NES umana (NP_006608.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P48681
Peso proteico	177 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio