


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Net1 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q7Z628

Numero articolo: CM0014676



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che si lega a NET1 umano (RhoGEF proto-oncogene). Validato per WB, IF/ICC, ELISA; cross-reattività con il mouse. Immunogeno: proteina di fusione ricombinante (aa 1-300).

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NET1 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	NET1A; ARHGEF8; NET1
Specie	Umano
GeneID (umano)	10276
GeneID	10276
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-300 di NET1 umano (NP_001040625.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q7Z628
Peso proteico	68kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio