

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Neu1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q99519

Numero articolo: CM0028831

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro NEU1 umano (Sialidasi-1), validato per Western blot, IHC-P ed ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per la ricerca sulle malattie da accumulo lisosomiale e sulla glicobiologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	NEU1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	NEU; NANH; SIAL1; NEU1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4758
GeneID	4758
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 210-415 di NEU1 umano (NP_000425.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q99519
Peso proteico	45kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio