


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Neu2 Per Wb, Elisa - Q9Y3R4

Numero articolo: CM0030446



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità mirato alla NEU2 umana (Sialidasi-2) per Western blot e ELISA. Adatto per la ricerca sul metabolismo dei glicolipidi e lo sviluppo di saggi diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NEU2 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	SIAL2; NEU2
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	4759
Gene ID	4759
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 171-380 della NEU2 umana (NP_005374.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q9Y3R4
Peso proteico	42kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio