

Anti-Neun (Fox-3) Coniglio Anticorpo Policlonale Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - A6Nfn3

Numero articolo: CM0014026

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si targeting umano NeuN (RBFOX3), validato per WB, IF-P, IHC-P e ELISA. Cross-reagisce con topo e ratto. Adatto per studi di marcatori neuronali e ricerca sulle varianti di splicing.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	NeuN Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	FOX3; NEUN; FOX-3; HRNBP3; NeuN
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	146713
Gene ID	146713
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-220 di NeuN (NP_001076044.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	A6NFN3
Peso Proteico	34kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio