

Anticorpo Monoclonale Anti-Neun Per Wb, Ihc, If - A6Nfn3

Numero articolo: CM0003757

introduzione

Anticorpo monoclonale anti-NeuN ricombinante di coniglio adatto per Western blot, immunoistochimica, immunofluorescenza e rilevazione ELISA dei nuclei neuronali in campioni di uomo, topo e ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	NeuN Rabbit mAb
Note/Alias	FOX3; NEUN; FOX-3; HRNBP3; NeuN
Specie	Uomo
GeneID	146713
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 1-100 di NeuN umano (A6NFN3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-F, IF-P, IHC-P, mIHC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	A6NFN3
Peso proteico	34kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio