

Anticorpo Monoclonale Murino Anti-Neun Per Wb, If, Ihc, Elisa - A6Nfn3

Numero articolo: CM0008335

introduzione

Anticorpo monoclonale murino di alta qualità diretto contro NeuN (FOX3/RBFOX3), validato per WB, IF, IHC, ELISA in umano, topo, ratto. Proteina regolatrice dello splicing per la ricerca in neuroscienze.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	mAb murino anti-NeuN
Note/Alias	FOX3; NEUN; FOX-3; HRNBP3
Specie	Umano
GenelD (Umano)	146713
Immunogeno	Proteina ricombinante di NeuN umano
Origine	Topo
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	A6NFN3
Peso Proteico	34kDa
Spedizione	Sacca refrigerante