

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Neuraminidasi/Neu1 Per Wb, If-P, Elisa - Q99519

Numero articolo: CM0008043

introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio contro la neuraminidasi/NEU1 umana (Sialidasi-1), validato per WB, IF-P, ELISA. Reagisce incrociato con umano e topo. Ideale per la ricerca sulla sialidasi lisosomiale e studi sul metabolismo delle glicoproteine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Neuraminidasi/NEU1 mAb Coniglio
Note/Alias	NEU; NANH; SIAL1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4758
GeneID	4758
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 48-415 della neuraminidasi/NEU1 umana (NP_000425.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse
SWISS	Q99519
Peso Proteico	45kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio