

Anticorpo Monoclonale Anti-Neuregolina 3 (Nrg3) Per Wb, Elisa - P56975

Numero articolo: CM0003018

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro la Neuregolina 3 (NRG3) umana, validato per WB e ELISA. Adatto per rilevare NRG3 in campioni di uomo, topo e ratto. Uno strumento per studiare le vie di segnalazione NRG3-ERBB4.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Neuregolina 3 (NRG3) mAb di coniglio
Note/Alias	HRG3; pro-NRG3; Neuregolina 3 (NRG3)
Specie	Uomo
GenID (Uomo)	10718
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 600-720 della Neuregolina 3 (NRG3) umana (P56975)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P56975
Peso proteico	78kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio